



MPW-56 Datasheet_CN_2021

品牌简介

ATS Industry Ltd 于 2017 年收购具有 80 年历史的波兰 MPW Med Instruments 离心机产线，成为最早的商用离心机专业制造商。至此，ATS 拥有实验室台式离心机，离心浓缩仪，离心反应工作站等完整的科研级离心产品线。

1956 年，我们推出了第一代离心机 WE-1，是迄今为止最早的商用离心机型号；1965 年，我们推出全球首款免维护无碳刷电机的离心机 MPW-55，受到广大用户的青睐，半个世纪以后的今天，MPW-55 仍在销售；2004 年，我们推出了全球首款与冻干联用的离心浓缩仪 100eC；2020 年，经过 3 年的测试，我们推出了全球首款离心反应工作站，离心技术从此走向复杂编程的自动化之路。

ATS 离心产品都有欧盟质量体系认证。每个型号都获得欧盟 TUV CE 认证，欧盟 RoHS 安全认证和全球 IVD 认证。部分产品和配件具备生物安全性认证。

参数总览

MPW-56

电源信息	70W@230V, 50/60Hz
最大容量	120ml
转速范围, 步进	100-6,000rpm, 100rpm
最大相对离心力	3,341×g
时间设定, 步进	15s-99min59s, 1s
主机尺寸	180×220×270mm (H×W×D)
主机净重	4kg
货号	410056

性能特点

- ✓ 免维护无碳刷电机
- ✓ 可由 12V 汽车点烟器供电
- ✓ 直观的参数设置
- ✓ LCD 显示
- ✓ 转速与离心力快速切换
- ✓ 1 条加速曲线和 1 条减速曲线
- ✓ 离心时间设定
- ✓ 小尺寸便于携带

HEAD OFFICE
9 PANTYGRAIGWEN ROAD
PONTYPRIDD MID GLAMORGAN
UNITED KINGDOM



安全特色

- ✓ 离心过程中自动落锁，阻止意外开盖
- ✓ 开盖状态下阻止启动
- ✓ 应急手动开盖
- ✓ 国际安全体系认证：EN-61010-1, EN-61010-2-020, EN-61010-2-101

适配转子

转子类别	Max. RPM	Max. RCF ($\times g$)	货号
角转子 6 \times 10/15ml	6,000	3,341	411140
角转子 8 \times 10/15ml	6,000	3,341	411141
角转子 12 \times 1.5/2ml	6,000	2,616	411202
角转子 24 \times 1.5/2ml	6,000	2,616	411204

版本：CN2021-1

编辑校验：Ronnie, 2021年2月1日于上海

版权和编辑说明：

本文有效期至2025年12月31日，版权归ATS Industry Ltd所有。使用期间如有更新等不再另行通知，正文可能产生笔误和习惯用法不同敬请谅解。

HEAD OFFICE
9 PANTYGRAIGWEN ROAD
PONTYPRIDD MID GLAMORGAN
UNITED KINGDOM